

UV-C Dezinfektory TEE sond Antigermix® AE 1



Germitec

Patentovaná technológia na princípe UV-C žiarenia plne nahradzujúca high level dezinfekciu (HLD) ultrazvukových sond vykonávanou chemickými prostriedkami.

- Klinicky validované a medzinárodne odporúčené riešenie s jedinečnou účinnosťou proti **HPV, HIV, HBV** (vírus hepatitídy B), **HCV** (vírus hepatitídy C)
- Dezinfektory **Antigermix® AE1** sú kompatibilné so sondami väčšiny veľkých výrobcov UZV prístrojov a pažerákových sond.
- **"One-click"** použitie – plne automatický proces, dezinfekcia je uskutočnená na základe kliku jediného tlačítka, identifikácia sond pomocou **RFID** čipov, tlačiareň pre tlač protokolov
- Ultra rýchla dezinfekcia v celkovej dĺžke trvania **180 sekúnd** umožní zdvojnásobiť počet vyšetrení, alebo znížiť počet potrebných TEE sond na oddelení
- Dezinfekcia pomocou UV žiarenia výrazne **predlžuje životnosť sond** oproti použitiu chemickej dezinfekcie a tým znižuje náklady na zakúpenie nových sond
- Software **Germitrac®** pre záznam a archiváciu údajov o uskutočnených dezinfekčných cykloch. Sledovanie online na počítači v sieti (pdf/xls) alebo v tlačenej podobe (samolepiacich štítkov). Parametre každého cyklu: čas, identifikácia sondy, meno pacienta/personálu, dodaná dávka atd.

Technická špecifikácia

Cyklus dezinfekcie	180 s
Rozmery	Ø: 55 cm/v: 205 cm
Hmotnosť	100 kg
Príkonnosť	1430 W
Napájanie	120-240 VAC
Dávka UVC HLD	404 mJ/cm ²
Klasifikácia ZP	II b (CE)
EMC	EN 61326-1



BLUEMED s.r.o.

Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
Tel.: 0905 598 163, blazicek@bluedmed.sk